

**Dosage spectrophotométrique d'une solution de colorant**





Solution étalon de colorant à 40 mg.L<sup>-1</sup>


Solution de colorant à doser



N° de tube de la gamme d'étalonnage	1	2	3	4	5
Volume de solution étalon de colorant à 40mg.L <sup>-1</sup> (en mL)	0	1	2	3	4
Volume d'eau distillée (en mL)	4	3	2	1	0
Concentration Solution fille (en mg.L <sup>-1</sup> )					



spectrophotomètre



Absorbance à 517 nm  
de la solution de  
colorant à doser :

N° de tube	1	2	3	4	5
Concentration en mg.L <sup>-1</sup>					
Absorbance à 540 nm					

